

FICHA DE INGENIERIA DE PRODUCTO

EQUIPO: DOSIFICADORA

SERIE: FACILEO PH

CÓDIGO: 619077

MARCA: QP
 MODELO: CONTROL PH
 TIPO: CONTROLADOR AUTOMÁTICO

GRUPO QP
 Ctra. Logroño Km 10,2 50180 UTEBO (Zaragoza)
 Teléfono: 976 78 64 64
 e-mail: productosqp@grupoqp.com



MATERIALES:

CARCASA: Plastico ABS
 TUBO PERISTALTICO: SANTOPRENE
 LECTURA PH: Diosdos LED

Colocación; Mediante pletina tipo bayoneta atornillada la pared
Mantenimiento; sustitución tubo bomba peristáltica cada 6 meses.
 revisión de rodillos cada 6 meses y sustitución en su caso |

Nunca utilizar ácido clohidrico.

Incluye ; Sonda PH calibrada de fábrica
 Kit Instalación; 5m. Tubo semirígido + alcahofa de aspiración.
 Racord de inyección 3/8".
 2 collarines 50 a 1/2"
 1 portasonda 1/2"

Indicaciones de seguridad; local técnico seco, ventilado, protegido de agua y radiacion UV. Preveer ubicación de la garrafa de acido alejada de aparatos eléctricos u otros productos químicos

La inobservancia de esta consigna implicará oxidación anormal y fallo del aparato.

ESQUEMA INSTALACION

